

## Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Prop1 Для Wb И Elisa — O75360

Артикул: CM0021574

### введение

Валидируйте гомеобоксный белок-пророк Pit-1 (PROP1) с помощью этого кроличьего поликлонального антитела. Подходит для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с мышью. Идеально подходит для исследований развития гипофиза и CPHD2.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье антитело PROP1                                                                                                  |
| Примечания/синонимы       | CPHD2; PROP-1; PROP1                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                  |
| GeneID (человек)          | 5626                                                                                                                     |
| GeneID                    | 5626                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого PROP1 (NP_006252.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                  |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                |
| Перекрёстная реактивность | Мышь                                                                                                                     |
| SWISS                     | O75360                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 25 кДа                                                                                                                   |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                           |