

Кроличье Моноклональное Антитело Против Проконвертазы 9 (Pcsk9) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Nbp7

Артикул: CM0005951



введение

Кроличье моноклональное антитело против PCSK9 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает PCSK9 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения гомеостаза холестерина, деградации рецептора ЛПНП и сердечно-сосудистых заболеваний. SWISS: Q8NBP7.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против проконвертазы 9 (PCSK9)
Примечания/алиасы	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; Proprotein Convertase 9(PCSK9)
Вид	Человек
GeneID (человек)	255738
GeneID	255738
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотным остаткам 500-600 проконвертазы 9 (PCSK9) человека (Q8NBP7)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NBP7
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Холодовой пакет