

Кроличья Поликлональная Антитело Против Пропропротеинконвертазы 9 (Pcsk9) Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa — Q8Nbp7

Артикул: CM0028127



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческой пропротеинконвертазы 9 (PCSK9). Подходит для WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с образцами человека, мыши и крысы. Направлена на регулятор холестерина PCSK9 с молекулярной массой 74 кДа. Идеально подходит для исследований деградации LDLR и метаболизма холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональная кроличья антитело к пропротеинконвертазе 9 (PCSK9)
Примечания/Алиасы	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; Proprotein Convertase 9(PCSK9)
Вид	Человек
ID гена (человек)	255738
ID гена	255738
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 590–692 человеческой пропротеинконвертазы 9 (PCSK9) (NP_777596.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NBP7
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Холодильный пакет