

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Pros1 Для Wb, Elisa - P07225

Артикул: CM0014694



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PROS1 (белок S). Валидировано для WB и ELISA с реактивностью к человеческим, мышинным и крысиным образцам. Идеально подходит для исследований коагуляции и тромбоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PROS1
Примечания/синонимы	PSA; PROS; PS21; PS22; PS23; PS24; PS25; THPN5; THPN6; PROS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5627
GeneID	5627
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 405-676 человеческого PROS1 (NP_000304.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P07225
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом