

Кроличье Поликлональное Антитело Против Простатической Кислотной Фосфатазы (Асpp) Для Wb, Ihc-P, Elisa — P15309

Артикул: CM0020104



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческой простатической кислотной фосфатазе (ACPP). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ELISA. Реагирует перекрестно с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований рака и изучения фосфатаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к простатической кислотной фосфатазе (ACPP)
Примечания/алиасы	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Prostatic Acid Phosphatase (ACPP)
Вид	Человек
ID гена (человек)	55
ID гена	55
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 33–386 человеческого PAP/простатической кислотной фосфатазы (ACPP) (NP_001090.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15309
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом