


Кроличье Моноклональное Антитело Против Простатической Кислотной Фосфатазы (Psap) Для Wb, Ihc-P, Ифа - P15309

Артикул: CM0003796



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческой простатической кислотной фосфатазы (PSAP/ACPP). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ИФА), имеет перекрестную реактивность с белком человека и крысы. Подходит для исследований биомаркеров рака предстательной железы и изучения ВИЧ-инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к простатической кислотной фосфатазе (PSAP)
Примечания/Алиасы	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Prostatic Acid Phosphatase (PSAP)
Вид	Человек
GeneID (человек)	55
GeneID	55
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 33-386 человеческой простатической кислотной фосфатазы (ACPP) (NP_001090.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P15309
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	С ледяными пакетами