


Моноклональное Антитело К Протеасоме 20S Lmp7/Psmb8 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P28062

Артикул: CM0005749



введение

Кроличье моноклональное антитело против субъединицы бета-типа 8 протеасомы (LMP7/PSMB8) для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения функции иммунопротеасомы и процессинга антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Протеасома 20S LMP7/PSMB8 кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; Протеасома 20S LMP7/PSMB8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5696
GeneID	5696
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческой протеасомы 20S LMP7/PSMB8
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28062
Молекулярный вес белка	30kDa
Доставка	Сумка со льдом