


Моноклональное Антитело К Протеину С Для Wb, If-P, Elisa - P04070

Артикул: CM0008263



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на протеин С человека (SWISS P04070). Подходит для методов WB, IF-P и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышинным белком. Для исследовательских целей в области регуляции коагуляции и изучения эндотелиального барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к протеину С (Coagulation Protein C)
Примечания/Псевдонимы	PC; APC; PROC1; THPN3; THPN4; Протеин С системы свертывания крови
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5624
GeneID	5624
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-461 протеина С человека (P04070)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P04070
Молекулярная масса белка	52 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом