


Кроличья Поликлональная Антитело Против Протеиназы 3/Pr3 Для Вестерн Блоттинга, Elisa - P24158

Артикул: CM0022528



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческую Протеиназу 3/PR3 (Миелобластин), подходит для Вестерн блоттинга и ELISA с перекрестной реактивностью к крысе. Идеально для исследований воспаления, биологии нейтрофилов и аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Протеиназа 3/PR3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MBN; MBT; NP4; P29; PR3; ACPA; AGP7; NP-4; PR-3; CANCA; C-ANCA; Протеиназа 3/PR3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5657
ID гена	5657
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P24158
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом