


Кроличья Поликлональная Антитела Против Протеиназы К - R06873

Артикул: CM0021463



введение

Кроличьи поликлональные антитела против Протеиназы К, валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфичны к грибковой Протеиназе К (R06873), подходят для изучения протеолитической активности и гидролиза кератина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb к Протеиназе К
Вид	Человек
Иммуноген	Рекомбинантный белок Протеиназы К
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Грибы
SWISS	R06873
Доставка	В пакете со льдом