


Поликлональное Антитело Кролика К Протромбину (F2) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P00734

Артикул: CM0017158



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий протромбин (F2). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, это антитело поддерживает исследования коагуляции, изучение гемостаза и разработку диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	F2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PT; THP1; RPRGL2; F2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2147
ID гена	2147
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 364-622 человеческого F2 (NP_000497.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00734
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Айс-бокс