


Кроличье Моноклональное Антитело Против Prox1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии В Парафиновых Срезах, Elisa - Q92786

Артикул: CM0009640



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к PROX1, валидированное для применения в вестерн-блоттинге, иммуногистохимии в парафиновых срезах и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Целевой вес 83 кДа. Идеально для исследований в области биологии развития и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PROX1
Примечания/Альтернативные названия	PROX1; prospero homeobox 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5629
GeneID	5629
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ в парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92786
Вес белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом