

Поликлональное Антитело Против Prp19 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ums4

Артикул: CM0028430



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PRP19 (фактор процессинга пре-мРНК 19), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований сплайсинга и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRP19 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PSO4, SNEV, PRP19, UBOX4, hPSO4, NMP200
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27339
ID гена	27339
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого PRP19 (NP_055317.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UMS4
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом