

Поликлониальная Антитела Против Prp19 Для Вестерн-Блоттинга — Q9Ums4

Артикул: CM0016538



введение

Кроличьи поликлониальные антитела к человеческому PRP19 (PSO4/SNEV), валидированные для WB, IHC, IF/ICC, IP и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения сплайсинга пре-мРНК и механизмов репарации повреждений ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRP19 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	27339
ID гена	27339
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 127–416 человеческого PRP19 (NP_055317.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлониальные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UMS4
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодильный пакет