


## Кроличыи Поликлональные Антитела К Prp31 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwy3

Артикул: CM0029294



### введение

Валидируйте пре-мРНК сплайсинг с помощью этих кроличьих поликлональных антител к PRPF31. Специфичны для человека, мыши, крысы; идеально подходят для WB, IHC-P, ELISA. Компонент U4/U6 snRNP массой 55 кДа, необходимый для сборки сплайсосомы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи пАт к PRPF31                                                                                                               |
| Примечания/Псевдоним      | RP11; PRP31; SNRNP61; NY-BR-99; PRPF31                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| ID гена (человек)         | 26121                                                                                                                               |
| ID гена                   | 26121                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого PRPF31 (NP_056444.3). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | Q8WWY3                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 55 кДа                                                                                                                              |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                                      |