


Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Prp6 Для Вб, Ифа - 094906

Артикул: CM0023222



введение

Поликлональные кроличьи антитела Anti-PRP6, валидированные для ВБ и ИФА с реактивностью к человеку. Ключевой инструмент для изучения сплайсинга пре-мРНК, сигналинга андрогенных рецепторов и механизмов пигментного ретинита. - 094906

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRPF6 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	TOM; ANT1; Prp6; RP60; ANT-1; hPrp6; U5-102K; C20orf14; SNRNP102; PRPF6
Вид	Человек
GeneID (человек)	24148
GeneID	24148
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	094906
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	Холодовой пакет