

Кроличья Поликлональная Антитела Против Prpf3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ип, Ифа - 043395

Артикул: CM0028849



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела для детекции PRPF3, ключевого компонента сплайсосомы. Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Идеальны для исследований сплайсинга и пигментного ретинита.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRPF3 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	PRP3, RP18, HPRP3, Prp3p, HPRP3P, SNRNP90, PRPF3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9129
GeneID	9129
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого PRPF3 (NP_004689.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43395
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	В термосумке со льдом