


Анти-Prpf4 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, IHC-P, Elisa - O43172

Артикул: CM0028133



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против PRPF4, белка U4/U6 snRNP, играющего решающую роль в сборке сплайсосомы и сплайсинге пре-мРНК. Валидированы для WB, IHC-P и ELISA с реактивностью в отношении человека, мыши и крысы. Для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRPF4 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	PRP4, RP70, HPRP4, Prp4p, HPRP4P, SNRNP60, PRPF4
Вид	Человек
GeneID	9128
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого PRPF4 (NP_004688.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43172
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом