


Кроличья Поликлональная Антитело Против Prpf4B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13523

Артикул: CM0014763



введение

Кроличья поликлональное антитело против PRPF4B, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает PRPF4B человека, мыши и крысы — киназу, участвующую в сборке сплайсосомы, митозе и сигнальном пути Гиппо. Идеально подходит для исследований хроматина и сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRPF4B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PR4H; PRP4; PRP4H; PRP4K; dj1013A10.1; PRPF4B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8899
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 550-760 человеческого PRPF4B (NP_003904.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13523
Молекулярный вес белка	117 кДа
Доставка	Сумка со льдом