


Моноклональное Антитело Anti-Prpf8 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q6P2Q9

Артикул: CM0008188



введение

CamelBio предлагает кроличье моноклональное антитело к PRPF8 (Q6P2Q9), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознаёт PRPF8 человека, мыши и крысы — ключевой фактор сплайсинга. Рекомбинантный иммуноген обеспечивает специфичность. Идеально подходит для исследований сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PRPF8
Примечания/синонимы	PRP8; RP13; HPRP8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8
Вид	Человек
GeneID (человек)	10594
GeneID	10594
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2200–2335 человеческого PRPF8 (Q6P2Q9)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6P2Q9
Молекулярная масса белка	274 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом