

Кроличыи Поликлональные Антитела К Prph Для Wb, If/Icc, Elisa - P41219

Артикул: CM0025794

введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку PRPH (периферин) человека, валидированные для методов WB, IF/ICC, ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с мышами и крысами. Подходят для исследований нейрональных промежуточных филаментов и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRPH Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	NEF4; PRPH1; PRPH
Вид	Человек
ID гена	5630 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 PRPH человека (NP_006253.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P41219
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом