


Поликлональные Антитела Против Prps2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P11908

Артикул: CM0018556



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PRPS2 (рибозо-фосфат пирозофосфокиназа 2), подходящие для WB и ELISA. Перекрестная реакция с крысой. Ключевой инструмент для исследований биосинтеза нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRPS2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PRPSII; PRPS2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5634
ID гена	5634
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого PRPS2 (NP_002756.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P11908
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом