


Поликлональные Антитела Anti-Prps2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P11908

Артикул: CM0013479



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PRPS2 (рибозо-фосфат пирогосфокиназа 2), валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный PRPS2. Идеальны для исследований биосинтеза нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRPS2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PRPSII; PRPS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5634
GeneID	5634
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого PRPS2 (NP_002756.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11908
Молекулярная масса белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом