


Кроличья Поликлональная Антитела Против Prpsap2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O60256

Артикул: CM0017301



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PRPSAP2 (PAP41), валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Детектируют полосу около 41 кДа. Подходят для исследований биосинтеза нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRPSAP2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PAP41; PRPSAP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5636
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 211-252 человеческого PRPSAP2 (NP_001340030.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60256
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом