

Поликлональное Кроличье Антитело Против Prr12 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9ULL5

Артикул: CM0020476

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий PRR12, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Подходит для исследований хроматиновой биологии и нейроразвития. — Q9ULL5

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PRR12
Примечания/синонимы	NOC; KIAA1205; PRR12
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	57479
Идентификатор гена	57479
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1687–2036 человеческого PRR12 (NP_065770.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9ULL5
Молекулярная масса белка	211 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет