

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Prr16 Для Wb, Elisa - Q569H4

Артикул: CM0023122

введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PRR16/Largen, валидированы для WB и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с мышиным белком. Регулирует размер клетки и функционирование митохондрий; идеально подходит для исследований в области клеточной биологии и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRR16 кроличья pAb
Примечания/Алиасы	DSC54; LARGEN; PRR16
Вид	Человек
ID гена (человек)	51334
ID гена	51334
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q569H4
Молекулярная масса белка	33кДа
Доставка	Холодовой пакет