

Поликлональное Антитело Против Prr5 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P85299

Артикул: CM0013249

введение

Кроличье поликлональное антитело против PRR5 (Protor-1), субъединицы mTORC2 и супрессора опухолей, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRR5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PP610; PROTOR1; PROTOR-1; FLJ20185k; PRR5
Вид	Человек
GeneID (человек)	55615
GeneID	55615
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-388 человеческого PRR5 (NP_851850.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P85299
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом