

## Анти-Prrx2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - Q99811

Артикул: CM0021457



### введение

PRRX2 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, валидированные для WB и ELISA. Распознают PRRX2 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области биологии развития и заживления ран.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PRRX2 Rabbit pAb                                                                                                                           |
| Примечания/Псевдонимы     | PMX2; PRX2; PRRX2                                                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                    |
| GeneID (Человек)          | 51450                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 51450                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, аминокислотам 180-253 человеческого PRRX2 (NP_057391.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                       |
| SWISS                     | Q99811                                                                                                                                     |
| Молекулярный вес белка    | 27кДа                                                                                                                                      |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                             |