

Поликлональное Антитело Против Prss1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P07477

Артикул: CM0015965



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PRSS1 (трипсин-1). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA. Распознает человеческий и крысиный PRSS1. Подходит для исследований переваривания сериновыми протеазами и внеклеточного протеолиза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	PRSS1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1; PRSS1
Вид	Человек
GeneID	5644
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-247 человеческого PRSS1 (NP_002760.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P07477
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом