

Кроличья Моноклональная Антитело Anti-Prss2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P07478

Артикул: CM0002412



введение

Кроличья моноклональная антитело Anti-PRSS2, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Распознает трипсин-2 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения пищеварительных протеаз и процессинга дефензинов в клетках Панета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRSS2 Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	TRY2; TRY8; TRYP2; PRSS2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5645
ID гена	5645
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в участке аминокислот 1-100 человеческого PRSS2 (P07478).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07478
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом