

Поликлональное Антитело Anti-Prss23 (Кроличье Pab) Для Wb, Ihc-P, Elisa — O95084

Артикул: CM0022774

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PRSS23 (сериновая протеаза 23), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований протеаз и разработки диагностических тестов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRSS23 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SIG13; SPUVE; ZSIG13; PRSS23
Вид	Человек
Идентификатор гена	11098
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 101–220 человеческого PRSS23 (NP_009104.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95084
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом