


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Prss8 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q16651

Артикул: CM0020737



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого PRSS8 (простазин/CAP1), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения регуляции ENaC и биологии эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PRSS8
Примечания/синонимы	CAP1; PROSTASIN; PRSS8
Вид	Человек
GeneID (человек)	5652
GeneID	5652
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот с 200-й до С-конца человеческого PRSS8 (NP_002764.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16651
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет