


Поликлональное Антитело Anti-Prx Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Vxm0

Артикул: CM0020690



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого PRX, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области нейронауки, биологии миелина и болезни Шарко—Мари—Тута.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRX Rabbit pAb
Примечания/синоним	CMT4F; PRX
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	57716
Идентификатор гена	57716
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1250-1350 человеческого PRX (NP_870998.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9VXM0
Молекулярная масса белка	155 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом