


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Psa/Klk3 Для Wb, Elisa — P07288

Артикул: CM0009117



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-PSA/KLK3 (клон A4355), валидированное для WB и ELISA. Нацелено на простат-специфический антиген человека (UniProt P07288, 29 кДа). Иммуноген: синтетический пептид из аминокислот 162–261. Подходит для исследований биомаркеров рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб PSA/KLK3
Примечания/синонимы	APS; PSA; hK3; KLK2A1; PSA/KLK3
Вид	Человек
GeneID (человек)	354
GeneID	354
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 162–261 человеческого PSA/KLK3 (P07288).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P07288
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом