


Анти-Psap (Просапозин) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P07602

Артикул: CM0022592



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого PSAP (Просапозина), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают полосу ~58 кДа. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований нейродегенерации и лизосомных болезней накопления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSAP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; PSAP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5660
GeneID	5660
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 275-524 человеческого PSAP (NP_002769.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07602
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	В ледяном пакете