


Кроличье Моноклональное Антитело Против Psap (Валидировано Kd) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P07602

Артикул: CM0006353



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого PSAP (просапозин), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Нацелено на лизосомальный сфинголипидный активаторный белок, участвующий в метаболизме гликосфинголипидов и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] PSAP Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; [Валидировано KD] PSAP
Вид	Человек
Идентификатор гена (Человек)	5660
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 275-524 человеческого PSAP (NP_002769.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07602
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом