

## Кроличья Поликлональная Антитела Против Psd2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Bqi7

Артикул: CM0015721

### введение

Кроличья поликлональная антитела против PSD2, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения роли белка 2, содержащего домены PH и SEC7, в мембранном трафике и цитокинезе.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличья поликлональная антитела против PSD2                                                                     |
| Примечания/Синонимы       | EFA6C; PSD2                                                                                                      |
| Вид                       | Человек                                                                                                          |
| ID гена (человек)         | 84249                                                                                                            |
| ID гена                   | 84249                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-190 человеческого PSD2 (NP_115665.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                          |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                             |
| SWISS                     | Q9BQI7                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 85 кДа                                                                                                           |
| Доставка                  | С холодильным пакетом                                                                                            |