

Кроличья Моноклональная Антитела К Anti-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2 Для Вб, Иф-П, Ифа - Q15700

Артикул: CM0002841



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на PSD93/DLG2, подходит для ВБ, ИФ-П и ИФА. Распознает PSD93/DLG2 человека, мыши и крысы. Полезна для исследования сигналинга рецепторов NMDA, хронической боли и синаптической стабильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSD93/chapsyn-110/DLG2 кроличья мкАнт
Примечания/Алиасы	PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; PSD93/chapsyn-110/DLG2
Вид	Человек
ID гена	1740
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 600-700 человеческого PSD93/chapsyn-110/DLG2 (Q15700).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15700
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Холодовой пакет