

Поликлональные Антитела К Psd95 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P78352

Артикул: CM0027285



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PSD95 (DLG4, SAP90). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью на человеческие, мышинные и крысиные образцы. Идеально подходят для исследований синаптической пластичности и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к PSD95
Примечания/Псевдонимы	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1742
GeneID	1742
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 420-510 человеческого PSD95 (NP_001308004.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78352
Молекулярный вес белка	80 кДа
Доставка	Сумка со льдом