

Кроличье Моноклональное Антитело Против Psd95 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P78352

Артикул: CM0002904



введение

Кроличье моноклональное антитело против PSD95, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает N-концевую область человеческого PSD95 и перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для детекции эндогенного PSD95 в ткани мозга, что позволяет изучать синаптическую пластичность и организацию постсинаптической области.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSD95 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1742
ID гена	1742
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого PSD95 (P78352).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P78352
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом