


Анти-Psd95 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P78352

Артикул: CM0028665



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого PSD95 (гомолог дисков крупных 4, SAP90). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА; перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Необходимо для изучения синаптической пластичности и организации постсинаптической плотности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSD95 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1742
GeneID	1742
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PSD95 (NP_001308004.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78352
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка со льдом