

Кроличья Моноклональная Антитела Anti-Psd95 Polymab® Для Wb, Ihc-P, Ифа - P78352

Артикул: CM0012016



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к PSD95, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии парафиновых срезов и ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований синаптической пластичности и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSD95 Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Вид	Человек
GeneID (человек)	1742
GeneID	1742
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого PSD95 (NP_001308004.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P78352
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	Холодовой пакет