

Кроличье Поликлональное Антитело Против Psen2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - P49810

Артикул: CM0026685



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PSEN2, подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Детектирует PSEN2 человека, мыши и крысы, идеально для исследований болезни Альцгеймера и гамма-секретазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSEN2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	AD4; PS2; AD3L; STM2; CMD1V; PSEN2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5664
GeneID	5664
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 267-384 человеческого PSEN2 (NP_000438.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49810
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	В пакете со льдом