

Поликлональные Антитела Против Psg1 Для Wb/If-P/Ihc-P/Elisa - P11464

Артикул: CM0027965

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PSG1 (беременность-специфический бета-1-гликопротеин 1).
Подходят для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Обнаруживают секретируемый гликопротеин с молекулярной массой ~47 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSG1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	SP1; B1G1; PBG1; CD66f; PSBG1; PSG95; PSGGA; DHFRP2; PSBG-1; PSGIIA; FL-NCA-1/2; PS-beta-C/D; PS-beta-G-1; PSG1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5669
GeneID	5669
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-419 человеческого PSG1 (NP_001171754.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11464
Молекулярный вес белка	47kDa
Доставка	Сумка со льдом