


Кроличья Поликлональная Антитела Против Psip1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75475

Артикул: CM0019047



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PSIP1 (LEDGF/p75), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышам и крысе. Подходят для исследований в области транскрипционной регуляции, развития хрусталика и вирусной интеграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSIP1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	p52; p75; PAIP; DFS70; LEDGF; PSIP2; PSIP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11168
ID гена	11168
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 301-530 человеческого PSIP1 (NP_150091.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75475
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом