


Поликлональные Антитела Против Psma1 Для Вестерн-Блоттинга - P25786

Артикул: CM0021700



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против PSMA1 (субъединица альфа-1 протеасомы), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МФК (IF/ICC), ИФА. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения функции протеасомы и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMA1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5682
GeneID	5682
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-263 человеческого PSMA1 (NP_002777.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25786
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом