

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Psma1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P25786

Артикул: CM0012144



введение

Кроличьи моноклональные антитела против человеческого PSMA1, подходящие для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Детектируют PSMA1 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования функции протеасом и путей деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	PSMA1 кроличьи мКлАт
Примечания/Алиасы	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5682
ID гена	5682
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 164-263 человеческого PSMA1 (P25786).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25786
Молекулярная масса белка	30кДа
Доставка	Холодильный пакет