


Поликлональные Антитела Против Psma2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P25787

Артикул: CM0017979



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против PSMA2 (субъединица альфа-2 протеасомы), валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческим и мышинным белками. 26 кДа. Идеальны для исследований протеасомы и убиквитин-протеасомного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMA2 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5683
ID гена	5683
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-234 человеческого PSMA2 (NP_002778.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P25787
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка со льдом