


Кроличья Моноклональная Антитела Против Psma2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P25787

Артикул: CM0004584



введение

Кроличья моноклональная антитела к человеческому субединицу протеасомы альфа-типа 2 (PSMA2), подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживает эндогенный PSMA2 в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMA2 кроличья моноклональная антитела
Примечания/алиасы	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5683
ID гена	5683
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 человеческого PSMA2 (P25787)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P25787
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим