


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Psma2 Для Wb, If/Icc, Elisa — P25787

Артикул: CM0021357



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело к PSMA2 (P25787), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Выявляет PSMA2 человека, мыши и крысы. Незаменимый инструмент для исследований функции протеасомы и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело PSMA2 pAb
Примечания/синонимы	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5683
Идентификатор гена	5683
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-234 человеческого PSMA2 (NP_002778.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P25787
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом